



Vision meets Precision

ansur

Integratie Ansur - Ultimo

AdQuipment medical **ULTIMO** SOFTWARE SOLUTIONS 1

Vision meets Precision

Over Ultimo

- Nederlands bedrijf. Sinds 1988.
- > 100 medewerkers
- Focus op Nederland, België, Duitsland
- Software voor technisch en facilitair beheer
- Ziekenhuissector = speerpuntsector, marktaandeel > 70 %



AdQuipment medical **ULTIMO** SOFTWARE SOLUTIONS *ansur* 2

Vision meets Precision

Medische Technologie module



AdQuipment medical **ULTIMO** SOFTWARE SOLUTIONS *ansur* 3

Ontwikkeling en totstandkoming

Ontwikkeling

- Ultimo is meer dan 20 jaar actief bij ziekenhuizen.
 - In 2008 is de ontwikkeling van de MT module met partijen uit de markt gestart.
 - Speciaal gericht op de Medisch Technische dienst.
- De module is ontwikkeld in samenwerking met specialisten vanuit:
- Erasmus Medisch Centrum
 - Ziekenhuisgroep Twente
 - Logic Medical

AdQuipment medical

ULTIMO
SOFTWARE SOLUTIONS

ansur

4

Samenwerkingsverbanden

De klankbordgroep (WUP) bestaat uit:



Ontwikkelpartners zijn:



Partners:



AdQuipment medical

ULTIMO
SOFTWARE SOLUTIONS

ansur

5

Visie

Goede beheersing van risico's:

- Risicoclassificaties
- Instrumenten
- Onderhoudshistorie/testresultaten
- Stuurinformatie

Snelle beschikking over informatie

Beperken van administratieve lasten → koppeling Ansur

AdQuipment medical

ULTIMO
SOFTWARE SOLUTIONS

ansur

6

Waarom meetresultaten vastleggen


- Digitale archivering
- Direct benaderbaar vanuit instrument



Welke mogelijkheden


- Testprotocol Ultimo => Ansur
- Testresultaat Ansur => Ultimo


Structuur




[illegible][illegible][illegible]

Structuur





Proces



[illegible][illegible]

Export


```
<?xml version="2.0" ?>
<?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" type="text/xsl" />
<JobOrder xmlns="http://www.ansur.com/2001/XMLSchema-instance" >
  <OutputDir>C:\Temp\ESAG\201210812\OutputDir\</OutputDir>
  <JobOrder>
    <SetupTemplate>c:\utl\ino\ExportESAG20.mtt</SetupTemplate>
    <ResultFile>0001577.mtt</ResultFile>
    <ReadOnly>False</ReadOnly>
    <ServiceEvents>
      <StandardCompleteName>User defined AlphaName</StandardCompleteName>
    </ServiceEvents>
    <DU1>
      <Item Name="Serial number" Required="True" Ord="1" Key="True" Caption="Serial number">73102</Item>
      <Item Name="Type" Required="True" Ord="2" Key="True" Caption="Type">707</Item>
      <Item Name="Code" Required="True" Ord="3" Key="True" Caption="Code">0189</Item>
      <Item Name="Leverancier" Required="True" Ord="4" Key="True" Caption="Leverancier">2486</Item>
      <Item Name="Instrumentsoort" Required="True" Ord="5" Key="True" Caption="Instrumentsoort">infus pomp volumetrisch Argus 707</Item>
    </DU1>
  </JobOrder>
</JobOrder>
```




SOFTWARE SOLUTIONS

18

Proces





Samengevat

- Protocollen beheren per instrumentsoort
- Protocol vanuit Ultimo → Ansur
- Testresultaten vanuit Ansur → instrument (Ultimo)
- Minder administratieve handelingen
- Eenvoudiger toegang tot resultaten

Vragen



AdQuipment medical

ULTIMO
SOFTWARE SOLUTIONS

ANSUR
